












Poches à urine Sauer	N° d'article	Capacité	Emballage	
<p>Les poches de jambe Sauer de forme arrondie ont été spécialement mises au point pour les personnes en fauteuil roulant. Elles existent avec tube dur ou mou, adaptateur lisse ou cranté et robinet pivotant, coulissant ou tournant aussi. Peuvent se connecter à tous les condoms urinaires et à toutes les sondes.</p>				
<p><b>Poche de jambe à robinet pivotant</b> sans adaptateur, tube dur de 20 cm, pouvant se raccourcir, valve anti-reflux.</p>	1028.39210 1028.39240	1,3 litre 0,7 litre	30 pièces 30 pièces	
<p><b>Poche de jambe à robinet coulissant</b> sans adaptateur, tube dur de 20 cm, pouvant se raccourcir, valve anti-reflux.</p>	1028.39220 702.2020	1,3 litre 0,7 litre	30 pièces 30 pièces	
<p><b>Poche de jambe à robinet pivotant</b> avec adaptateur lisse fixe, tube mou de 12 cm, ne pouvant se raccourcir, valve anti-reflux.</p>	1028.39260 702.1112	1,3 litre 0,7 litre	30 pièces 30 pièces	
<p><b>Poche de jambe à robinet pivotant</b> avec adaptateur cranté fixe, tube mou de 12 cm, ne pouvant se raccourcir, valve anti-reflux</p>	1028.39270 702.1212	1,3 litre 0,7 litre	30 pièces 30 pièces	
<p><b>Poche de jambe à robinet coulissant</b> avec adaptateur lisse fixe tube mou de 12 cm, ne pouvant se raccourcir, valve anti-reflux.</p>	1028.39290 702.2112	1,3 litre 0,7 litre	30 pièces 30 pièces	



Les articles susvisés sont disponibles dans d'autres variations et réalisations également.

Poches rectangulaires Sauer	N° d'article	Taille	Emballage	
<p>La plupart des poches rectangulaires Sauer sont disponibles avec ou sans revêtement de coton.</p>				
<p><b>Poche de jambe à robinet pivotant</b> avec adaptateur lisse amovible. Tube de 45 cm, pouvant se raccourcir, revêtement de coton.</p>	710.1345	0,6 litre	30 pièces	
<p><b>Poche de jambe à robinet coulissant</b> avec adaptateur lisse amovible. Tube de 45 cm, pouvant se raccourcir, sans revêtement de coton.</p>	1028.39030	0,6 litre	30 pièces	
<p><b>Poche de jambe à robinet coulissant</b> avec adaptateur fixe cranté, tube de 32 cm, ne pouvant se raccourcir, conduit d'arrivée oblique, sans revêtement de coton.</p>	732.2232	0,6 litre	30 pièces	
Poches de jambe stériles	N° d'article	Taille	Emballage	
<p>Poche de jambe stérile à connecter aux sondes à demeure par voies urétrale et suspubienne.</p>				
<p><b>Poche de jambe Hollister, tube de 10 cm</b></p>	1028.39315	0,8 litre	10 pièces	
<p><b>Poche de jambe Hollister, tube de 50 cm</b></p>	1028.39320	0,8 litre	10 pièces	
<p><b>Flexicare, tube de 5 cm</b></p>	1028.39335	0,75 litre	10 pièces	
<p><b>Flexicare, tube de 30 cm</b></p>	1028.39340	0,75 litre	10 pièces	
<p><b>Poche de jambe Sauer à robinet pivotant</b> avec adaptateur lisse fixe, de forme arrondie, valve anti-reflux, tube mou de 12 cm, ne pouvant se raccourcir.</p>	1028.39010	1,3 litre	10 pièces	
<p><b>Poche de jambe Sauer à robinet pivotant</b> avec adaptateur cranté fixe, de forme arrondie, valve anti-reflux, tube mou de 22 cm, ne pouvant se raccourcir.</p>	701.1222.S	1,3 litre	10 pièces	
<p><b>Poche de jambe Conveen</b> dos en non-tissé mou et valve anti-reflux tube de 25 cm</p>	5162	0,5 litre	10 pièces	
<p><b>Poche de jambe Conveen</b> système alvéolé, valve anti-reflux tube de 45 cm</p>	5171	0,6 litre	10 pièces	

Les articles susvisés sont disponibles dans d'autres variations et réalisations également.



Lanières de jambe Sauer	N° d'article	Mesures	Emballage	
Lanière de jambe textile avec fermeture auto-agrippante et élastique inséré, pour fixer la poche de jambe.				
<b>Lanière de jambe large, original</b> <b>Lanière de jambe étroite, original</b>	1028.39431 1028.39430	4 cm / 55 cm 2 cm / 55 cm	1 pièce 1 pièce	
Lanière élastique avec revêtement de silicone antidérapant à l'intérieur, pour fixer la poche de jambe.				
<b>Lanière de jambe large, élastique</b> <b>Lanière de jambe étroite, élastique</b>	1028.39434 1028.39433	4 cm / 55 cm 2 cm / 55 cm	1 pièce 1 pièce	
Lanière large avec dessous moelleux de coton, pour fixer la poche de jambe.				
<b>Lanière de jambe large, soft</b>	57.45	4 cm / 55 cm	1 pièce	

Lanières de jambe Hollister	N° d'article	Mesures	Emballage	
Lanière avec fermeture auto-agrippante, sans latex, pour toutes les poches de jambe et lavable à plusieurs reprises. Disponible en différentes tailles pour jambe et cuisse.				
<b>Deluxe XS</b> <b>Deluxe S</b> <b>Deluxe M</b> <b>Deluxe L</b>	9663 9660 9661 9662	5 cm / 35 cm 5 cm / 38 cm 5 cm / 49 cm 5 cm / 56 cm	1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce	
Sacs pour poches de jambe Hollister	N° d'article	Taille	Emballage	
Fixation commode et antidérapante pour poche de jambe en tissu mixte à base de coton. Pour toutes les poches de jambe, lavable.				
<b>Sac de cuisse S</b> <b>Sac de cuisse M</b> <b>Sac de cuisse L</b>	9647 9648 9649	54-57 cm 58-62 cm 63-66 cm	1 pièce 1 pièce 1 pièce	 
<b>Sac de jambe S</b> <b>Sac de jambe M</b> <b>Sac de jambe L</b>	9633 9634 9635	32-34 cm 35-38 cm 39-42 cm	1 pièce 1 pièce 1 pièce	
Fixations pour poches à urine	N° d'article	Taille	Emballage	
Pour fixer les poches à la cuisse ou à la jambe. Très élastique, lavable jusqu'à 60°.				
<b>Leggyfix</b> <b>Leggyfix</b> <b>Leggyfix</b>	48.715.15 48.715.25 48.715.35	S M L	1 pièce 1 pièce 1 pièce	