







# Urinbeutel



Version 02.08.2017





Beinbeutel Sauer	Artikel-Nr.	Inhalt	Einheit	
Die Beinbeutel Sauer in der angewinkelten Form wurden eigens für Rollstuhlfahrer entwickelt. Sie sind erhältlich mit hartem oder weichem Schlauch, glattem oder gestuftem Adapter und Schwenk-, Schiebe- oder auch mit Drehhahn. Zum Anschluss an alle Urinalkondome und Katheter geeignet.				
<b>Beinbeutel mit Schwenkhahn</b> ohne Adapter, 20 cm harter Schlauch, kürzbar, Rücklaufsperr.	1028.39210 1028.39240	1,3 Liter 0,7 Liter	30 Stück 30 Stück	
<b>Beinbeutel mit Schiebehahn</b> ohne Adapter, 20 cm harter Schlauch, kürzbar, Rücklaufsperr.	1028.39220 702.2020	1,3 Liter 0,7 Liter	30 Stück 30 Stück	
<b>Beinbeutel mit Schwenkhahn</b> mit glattem, fest montiertem Adapter, 12 cm weicher Schlauch, nicht kürzbar, Rücklaufsperr.	1028.39260 702.1112	1,3 Liter 0,7 Liter	30 Stück 30 Stück	
<b>Beinbeutel mit Schwenkhahn</b> mit gestuftem, fest montiertem Adapter, 12 cm weicher Schlauch, nicht kürzbar, Rücklaufsperr.	1028.39270 702.1212	1,3 Liter 0,7 Liter	30 Stück 30 Stück	
<b>Beinbeutel mit Schiebehahn</b> mit glattem, fest montiertem Adapter, 12 cm weicher Schlauch, nicht kürzbar, Rücklaufsperr.	1028.39290 702.2112	1,3 Liter 0,7 Liter	30 Stück 30 Stück	
<b>Beinbeutel mit Schwenkhahn</b> mit glattem Adapter, 35 cm Schlauch, kürzbar.	1028.39280	1,3 Liter	30 Stück	

Rechteckbeutel Sauer	Artikel-Nr.	Inhalt	Einheit	
Die meisten Rechteckbeutel Sauer sind erhältlich mit oder ohne Baumwoll-Beschichtung.				
<b>Beinbeutel mit Schwenkhahn</b> mit glattem, aufsteckbarem Adapter. 45 cm Schlauch, kürzbar, mit Baumwoll-Beschichtung.	710.1345	0,6 Liter	30 Stück	
<b>Beinbeutel mit Schiebehahn</b> mit glattem, aufsteckbarem Adapter. 45 cm Schlauch, kürzbar, ohne Baumwoll-Beschichtung.	1028.39030	0,6 Liter	30 Stück	
<b>Beinbeutel mit Schiebehahn</b> mit fest montiertem gestuftem Adapter, 32 cm Schlauch, nicht kürzbar, schräger Einlauf, ohne Baumwoll-Beschichtung.	732.2232	0,6 Liter	30 Stück	


Sterile Beinbeutel	Artikel-Nr.	Inhalt	Einheit	
Sterile Beinbeutel zum Anschluss an Harnweg- und suprapubische Dauerkatheter.				
<b>Hollister Beinbeutel, 10 cm Schlauch</b>	1028.39315	0,8 Liter	10 Stück	
<b>Hollister Beinbeutel, 50 cm Schlauch</b>	1028.39320	0,8 Liter	10 Stück	
<b>Flexicare, 5 cm Schlauch</b>	1028.39335	0,75 Liter	10 Stück	
<b>Flexicare, 30 cm Schlauch</b>	1028.39340	0,75 Liter	10 Stück	
<b>Beinbeutel Qufora, 10 cm Schlauch</b>	1028.39326	0,75 Liter	10 Stück	
<b>Beinbeutel Qufora, 25 cm Schlauch</b>	1028.39331	0,75 Liter	10 Stück	
<b>Beinbeutel Mediq, 10 cm Schlauch</b>	UB-750 10S	0,75 Liter	10 Stück	
<b>Beinbeutel Mediq, 30 cm Schlauch</b>	UB-750 30S	0,75 Liter	10 Stück	
<b>Sauer Beinbeutel mit Schwenkhahn</b> mit glattem, fest montiertem Adapter, angewinkelte Form, Rücklaufsperr, 12 cm weicher Schlauch, nicht kürzbar.	1028.39010	1,3 Liter	10 Stück	
<b>Sauer Beinbeutel mit Schwenkhahn</b> mit gestuftem, fest montiertem Adapter, angewinkelte Form, Rücklaufsperr, 22 cm weicher Schlauch, nicht kürzbar.	701.1222.S	1,3 Liter	10 Stück	
<b>Conveen Beinbeutel</b> Weiches Vlies auf der Rückseite und Rücklaufsperr, 25 cm Schlauch.	5162	0,5 Liter	10 Stück	
<b>Conveen Beinbeutel</b> Mehrkammersystem, Rücklaufsperr, 45 cm Schlauch.	5171	0,6 Liter	10 Stück	


Betturinbeutel	Artikel-Nr.	Inhalt	Einheit	
<p>Die Betturinbeutel werden zum Anschluss an das Urinalkondom oder den Beinbeutel verwendet und können mit dem Urinsackhalter am Bettrand fixiert werden.</p> <p><i>Hinweis: Betturinbeutel können aus Kostengründen nicht einzeln geprüft werden. Deshalb können wir nicht ausschliessen, dass ein Beutel undicht werden könnte. Um diesem Risiko vorzubeugen, empfehlen wir den Überbeutel als zusätzliche Sicherheit.</i></p> <p><b>Betturinbeutel ohne Ablassventil</b> mit Rücklaufventil, 10 cm Schlauch mit fest montiertem Adapter. <b>PharmaPlast</b></p>	1028.39070	1,5 Liter	500 Stück	
<p><b>Betturinbeutel ohne Ablassventil</b> ohne Rücklaufventil, 90 cm Schlauch mit fest montiertem Adapter. <b>PharmaPlast</b> <b>Sarstedt</b></p>	1028.39075 1028.39130	1,5 Liter 1,5 Liter	250 Stück 200 Stück	
<p><b>Betturinbeutel ohne Ablassventil</b> mit Rücklaufventil, 90 cm Schlauch mit fest montiertem Adapter. <b>PharmaPlast</b></p>	1028.39110	2,0 Liter	250 Stück	
<p><b>Betturinbeutel mit Ablassventil</b> mit Rücklaufventil, 90 cm Schlauch mit fest montiertem Adapter. <b>PharmaPlast</b> <b>Sarstedt</b></p>	1028.39115 1028.39145	2,0 Liter 2,0 Liter	200 Stück 150 Stück	
<p><b>Betturinbeutel mit Ablassventil</b> mit Rücklaufventil, 90 cm Schlauch. <b>Sauer</b></p>	1028.39040	2,0 Liter	30 Stück	
<p><b>Überbeutel</b> Zum Einlegen des Bettbeutels als Sichtschutz und zusätzliche Sicherheit (wasserdicht). Passend für alle Bettbeutel.</p>	70.52		1 Stück	


Betturinbeutel-Zubehör	Artikel-Nr.		Einheit	
<p>Zur Fixierung des Betturinbeutels am Bettrand.</p> <p><b>Urinsackhalter aus Kunststoff</b></p>	1021.72510		1 Stück	

Sportbeutel Sauer	Artikel-Nr.	Inhalt	Einheit	
<p>Die Sportbeutel Sauer eignen sich zum Tragen beim Sport und mit kurzer Sommerbekleidung. Sie sind mit geradem oder diagonalem Einlauf und Schwenk-, Schiebe- oder auch mit Drehhahn erhältlich.</p>				
<p><b>Sportbeutel mit Schwenkhahn</b> ohne Adapter, gerader Einlauf, Rücklaufsperr.</p>	720.1000	0,5 Liter	30 Stück	
<p><b>Sportbeutel mit Schwenkhahn</b> ohne Adapter, diagonaler Einlauf, Rücklaufsperr.</p>	721.1000	0,5 Liter	30 Stück	
<p><b>Sportbeutel mit Schwenkhahn</b> mit glattem, fest montiertem Adapter, gerader Einlauf, Rücklaufsperr.</p>	720.1100	0,5 Liter	30 Stück	
<p><b>Sportbeutel mit Schwenkhahn</b> mit glattem, fest montiertem Adapter, diagonaler Einlauf, Rücklaufsperr.</p>	721.1100	0,5 Liter	30 Stück	
<p><b>Sportbeutel mit Schiebehahn</b> ohne Adapter, gerader Einlauf, Rücklaufsperr.</p>	720.2000	0,5 Liter	30 Stück	
<p><b>Sportbeutel mit Schiebehahn</b> ohne Adapter, diagonaler Einlauf, Rücklaufsperr.</p>	721.2000	0,5 Liter	30 Stück	
<p><b>Sportbeutel mit Schiebehahn</b> mit glattem, fest montiertem Adapter, gerader Einlauf, Rücklaufsperr.</p>	720.2100	0,5 Liter	30 Stück	
<p><b>Sportbeutel mit Schiebehahn</b> mit glattem, fest montiertem Adapter, diagonaler Einlauf, Rücklaufsperr.</p>	721.2100	0,5 Liter	30 Stück	

Beingurten Sauer	Artikel-Nr.	Masse	Einheit	
Textiler Beingurt mit Klettverschluss und eingenähtem Gummizug, zur Fixierung des Beinbeutels.				
<b>Breiter Beingurt, Original</b>	1028.39431	4 cm / 55 cm	1 Stück	
<b>Schmaler Beingurt, Original</b>	1028.39430	2 cm / 55 cm	1 Stück	
Elastischer Beingurt mit rutschfester Silikonbeschichtung auf der Innenseite, zur Fixierung des Beinbeutels.				
<b>Breiter Beingurt, Elastik</b>	1028.39434	4 cm / 55 cm	1 Stück	
<b>Schmaler Beingurt, Elastik</b>	1028.39433	2 cm / 55 cm	1 Stück	
Breiter Beingurt mit weicher Baumwollunterlage, zur Fixierung des Beinbeutels.				
<b>Breiter Beingurt, Soft</b>	57.45	4 cm / 55 cm	1 Stück	

Beingurten Hollister	Artikel-Nr.	Masse	Einheit	
Beingurt mit Klettverschluss, latexfrei, für jeden Beinbeutel geeignet und mehrmals waschbar. In verschiedenen Grössen erhältlich für Unter- und Oberschenkel.				
<b>Deluxe XS</b>	9663	5 cm / 35 cm	1 Stück	
<b>Deluxe S</b>	9660	5 cm / 38 cm	1 Stück	
<b>Deluxe M</b>	9661	5 cm / 49 cm	1 Stück	
<b>Deluxe L</b>	9662	5 cm / 56 cm	1 Stück	

Beinbeuteltaschen Hollister	Artikel-Nr.	Masse	Einheit	
Bequeme und rutschfeste Beinbeutelfixierung aus Baumwollmischgewebe. Für jeden Beinbeutel geeignet, waschbar.				
<b>Oberschenkel-Stulpe S</b>	9647	54–57 cm	1 Stück	
<b>Oberschenkel-Stulpe M</b>	9648	58–62 cm	1 Stück	
<b>Oberschenkel-Stulpe L</b>	9649	63–66 cm	1 Stück	
<b>Unterschenkel-Stulpe S</b>	9633	32–34 cm	1 Stück	
<b>Unterschenkel-Stulpe M</b>	9634	35–38 cm	1 Stück	
<b>Unterschenkel-Stulpe L</b>	9635	39–42 cm	1 Stück	

Beinbeuteltaschen Hollister	Artikel-Nr.	Masse	Einheit	
<b>Beinling Hollister</b> Zur Befestigung von Beinbeuteln am Oberschenkel. Hochelastisch und waschbar.				
<b>Beinling S, gelb</b>	9612	30–35 cm	4 Stück	
<b>Beinling M, blau</b>	9613	45–75 cm	4 Stück	
<b>Beinling L, braun</b>	9614	55–85 cm	4 Stück	

### **Infos**

Können Sie einen Artikel Ihres Bedarfs  
im Orthotec Katalog nicht finden?  
Haben Sie Fragen im Zusammenhang  
mit der Inkontinenzversorgung?  
Benötigen Sie weitere Unterlagen oder  
Gratis-Muster bestimmter Artikel?

Sie können uns telefonisch kontaktieren.  
Wir beraten Sie mit aller Diskretion.

### **Hotline: 041 939 56 02/04/08/79/89**

Montag bis Donnerstag:

08.00–12.00 Uhr / 13.15–17.00 Uhr

Freitag:

08.00–12.00 Uhr / 13.15–16.00 Uhr

### **Broschüren**

Zu folgenden Themen sind Broschüren  
erhältlich: Urinal-Kondome, Katheter,  
Urinbeutel, Inkontinenzeinlagen,  
Verbandmaterial, Pflegeprodukte